



Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D

Ann Arbor, MI 48108

(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



HalochestSeals.Com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized



Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available



Translation
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

Termékleírás:

A Halo Seal és a Halo XL egy öntapadó hidrogél rétegből és egy ragasztó, nem latex hátlapból áll. Folyadékot át nem eresztő, és lezárja a sebet, amíg a beteget egészségügyi intézménybe nem lehet szállítani.

Használati Javallatok:

A Halo termékeket úgy tervezték, hogy segítsék a mellkasi sebek kezelését olyan szabványos kötözési technikák alkalmazásával, amelyek segítik a polgári vagy sürgősségi reagálókat. Sebek fedezésére és védelmére tervezték. Ne használja a kötést varratok és más elsődleges sebzárási módszerek helyettesítésére. A Halo Products egyszer használatos termék. A Halo termékek újrafelhasználására tett kísérletek szennyeződést és fertőzést okozhatnak egy másodlagos páciensben. Nincsenek utalások a használat, a biztonságosság, a kockázat vagy a hatékonyság tekintetében a műtét utáni alkalmazásokhoz.

Figyelmeztetések:

Győződjön meg arról, hogy a Halo teljesen lezárja a seb kerületét, hogy megakadályozza a levegő, folyadékok és törmelék bejutását. A mellkasi sérülést szenvedett személyeket azonnal egészségügyi vagy traumatológiai intézménybe kell szállítani, ahol a klinikus értékeli az utógondozás és kezelés céljából. Ne helyezze a tömitést nagy törmelékre, hogy a hidrogél teljes tömitést tudjon készíteni.

Alkalmazás:

Tiszta és száraz seb.

Távolítsa el a lehúzható fóliáról. Felhordás előtt ne helyezze másodlagos felületre a szennyeződés elkerülése érdekében.

A géli oldalával lefelé helyezze a seb közepére.

Használjon enyhe nyomást - Ne nyújtsa az alkalmazás során.

Használjon további Halo Sealeket, ha más sebek vannak jelen.



Alkalmazási videó

Beteg szállítása a sürgősségi ellátó intézménybe utókezelés és értékelés céljából

Használat után ártalmatlanítsa az orvosi eszközök hulladékára vonatkozó helyi irányelvek szerint.

Elérhetőség:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval és a szabályozó hatóságokkal, vagy jelentse a termékkel kapcsolatos súlyos eseményeket.

NB#
2862

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wabis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING,
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

