



Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D

Ann Arbor, MI 48108

(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



HalochestSeals.Com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized



Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available



Translation
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

Vörulýsing:

Halo Seal og Halo XL samanstendur af límandi hydrógellagi og límandi, ólatexi baklagi. Það er ógegnþrátt fyrir vökva og þéttir sárið þar til hægt er að flytja sjúklinginn á heilsugæslustöð.

Ábendingar um Notkun:

Halo vörurnar eru hannaðar til að aðstoða við meðhöndlun á brjóstholssárum með því að nota staðlaða umbúðaaðferðir sem aðstoða borgaralega eða neyðarviðbragðsaðila. Hannað til að hylja og vernda sár. Ekki nota umbúðirnar í staðinn fyrir sauma og aðrar aðferðir til að loka sárum. Halo vörur eru einnota vara. Tilraunir til að endurnýta Halo vörur geta leitt til mengunar og sýkingar hjá aukasjúklingi. Engar vísbendingar um notkun, öryggi, áhættu eða verkun eru staðfestar fyrir notkun eftir skurðaðgerð.

Viðvaranir:

Gakktu úr skugga um að Halo loki alveg jaðri sársins til að koma í veg fyrir að loft, vökvar og rusl komist inn. Einstaklingar sem eru með áverka á brjóstkassa ættu að vera tafarlaust fluttir á heilsugæslu eða áfallahjálp til að meta af lækni til aðhlyningar og meðferðar. Ekki setja innsiglið yfir stóra ruslbúta svo vatnsgelið geti búið til fullkomna innsigli.

Umsókn:

Hreint og þurrt sár.

Fjarlægðu af losunarfóðrinu. Ekki setja á annað yfirborð áður en það er borið á til að koma í veg fyrir mengun.

Með hlauphlíðinni niður, settu yfir miðju sársins.

Notaðu léttan þrýsting - Ekki teygja þig meðan á notkun stendur.

Notaðu auka Halo Seals ef önnur sár eru til staðar.

Flytja sjúkling á bráðamóttöku fyrir eftirmeðferð og mat

Fargaðu eftir notkun, samkvæmt staðbundnum leiðbeiningum um úrgang lækningatækja.

Samskiptaupplýsingar:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.

Vinsamlegast hafðu samband við eða tilkynntu öll alvarleg atvik varðandi þessa vöru til framleiðanda og eftirlitsyfirvalda.

NB#
2862



EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wabis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING.
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

