



MDI

Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681



info@medicaldevicesinc.com

HalochestSeals.Com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available



Translation
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

Prekės Aprašymas:

„Halo Seal“ ir „Halo XL“ susideda iš lipnaus hidrogelio sluoksnio ir lipnaus, ne latekso pagrindo sluoksnio. Jis yra nepralaidus skysčiams ir užsandarina žaizdą, kol pacientą bus galima nugabenti į sveikatos priežiūros įstaigą.

Naudojimo Indikacijos:

„Halo“ produktai yra skirti padėti gydyti krūtinės ląstos žaizdas, naudojant standartinius tvarsčių tepimo būdus, kurie padeda civiliams arba skubios pagalbos teikėjams. Sukurta uždengti ir apsaugoti žaizdas. Nenaudokite tvarsčio kaip siūlų ir kitų pirminių žaizdų uždarymo būdų pakaitalo. „Halo Products“ yra vienkartinis produktas. Bandymai pakartotinai naudoti „Halo“ gaminius gali užkrėsti ir užkrėsti antrinį pacientą. Nenustatyta jokių naudojimo, saugumo, rizikos ar veiksmingumo požymių, skirtų pooperaciniam naudojimui.

Įspėjimai:

Įsitikinkite, kad Halo visiškai užsandarina žaizdos perimetrą, kad nepatektų oro, skysčių ir šiukšlių. Asmenys, patyrę krūtinės ląstos sužalojimus, turi būti nedelsiant vežami į sveikatos priežiūros įstaigą ar traumos įstaigą, kad gydytojas įvertintų po priežiūros ir gydymo. Nedėkite sandariklio ant didelių šiukšlių, kad hidrogelis galėtų visiškai užsandarinti.

Taikymas:

Švari ir sausa žaizda.

Nuimkite nuo atlaisvinamojo pamušalo. Prieš naudojimą nedėkite ant antrinio paviršiaus, kad išvengtumėte užteršimo.

Gelio pusę žemyn, uždėkite ant žaizdos centro.

Naudokite lengvą spaudimą – tepdami neištempkite.

Jei yra kitų žaizdų, naudokite papildomus Halo Seals.



Programos vaizdo įrašas

Nuvežkite pacientą į skubios pagalbos įstaigą po gydymo ir įvertinimo

Po naudojimo išmeskite pagal vietines medicinos prietaisų atliekų gaires.

Kontaktinė informacija:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.

Susisiekite arba praneškite apie visus rimtus incidentus, susijusius su šiuo gaminiu, gamintojui ir reguliavimo institucijoms.

NB#
2862



EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahnis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 69. 54
Fax: +(32) 2. 732. 69. 03



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING,
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

