



Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681



info@medicaldevicesinc.com

HalochestSeals.Com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized



Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available



Translation
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

Deskrizzjoni Tal-prodott:

Halo Seal u Halo XL jikkonsisti f'saff ta' 'idroġel li jwahaħal u saff ta' rinforz adegiv, mhux tal-latex. Hija impermeabbli għal-likwidi u tissiġilla l-ferita sakemm il-pazjent ikun jista' jiġi ttrasportat lejn Faċilità tal-Kura tas-Saħħa.

Indikazzjonijiet Għall-Użu:

Il-Prodotti Halo huma ddisinjati biex jgħinu fit-trattament tal-feriti toraċiċi billi jużaw tekniki standard ta' 'applikazzjoni ta' dressing li jgħinu lil Ċivili jew lir-Rispondenti ta' Emerġenza. Iddisjnat biex ikopri u jipproteġi l-feriti. Tużax l-ilbies bħala sostitut għal suturi u metodi oħra ta' għeluq tal-feriti primarji. Il-Prodotti Halo huma prodott ta' użu wiehed. Tentattivi biex jerġghu jintużaw Prodotti Halo jistgħu jintroduċu kontaminazzjoni u infezzjoni għal pazjent sekondarju. L-ebda indikazzjonijiet ta' użu, sigurtà, riskju, jew effikaċja ma huma stabbiliti għal applikazzjonijiet ta' wara kirurġiċi.

Twissijiet:

Kun żgur li l-Halo jissiġilla kompletament il-perimetru tal-ferita biex tevita li jidhlu arja, likwidi u debris. Persuni li għandhom ġrieħi toraċiċi għandhom jiġu ttrasportati immedjatament lejn faċilità tal-kura tas-saħħa jew tat-trauma għal evalwazzjoni minn Klinika għall-kura u t-trattament ta' wara. Tpoġġix is-siġill fuq biċċiet kbar ta' 'debris sabiex l-idroġel ikun jista' jagħmel siġill shih.

Applikazzjoni:

Ferita nadifa u niexfa.

Nehħi mill-inforra tar-rilaxx. Tpoġġix fuq wiċċ sekondarju qabel l-applikazzjoni biex tevita l-kontaminazzjoni.

Bil-ġenb tal-Ġel 'l isfel, poggji fuq iċ-centru tal-ferita.

Uża pressjoni hafifa - Tistirax waqt l-applikazzjoni.

Uża Halo Siġilli addizzjonali, jekk feriti oħra jkunu preżenti.



Applikazzjoni Video

Trasport tal-Pazjent lejn Faċilità ta' Kura ta' Emerġenza għal Post Trattament u Evalwazzjoni

Armi wara l-użu, skont il-linji gwida tal-iskart tal-apparat mediku lokali.

Detalji ta 'kuntatt:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Jekk jogħġbok ikkuntattja jew irrapporta kwalunkwe incident serju dwar dan il-prodott lill-manifattur u lill-awtoritajiet regolatorji.

NB#
2862

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wabis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MAW - 0563 HVIFU Maltese Rev. 01



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING,
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

