



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D

Ann Arbor, MI 48108

(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C

-30°F



Designated Temperature

60°C

140°F



Not Sterilized



Do Not Use if Package is Damaged or



Not Manufactured with Natural



Instructions Available



Translation Available



[Http://www.halochestseals.com/ifu](http://www.halochestseals.com/ifu)

Produkta Apraksts:

Halo Vents ir medicīniskās ierīces, kas sastāv no lipīga hidrogēla slāņa un adhezīva (bez lateksa) pamatnes slāņa. Halo produkti nesatur nekādas ārstnieciskas vielas un nav izgatavoti no dzīvnieku vai cilvēku atvasinājumiem. Tas ir šķidrums necaurlaidīgs un nobīvē brūci. Halo produkti ir paredzēti lietošanai līdz brīdim, kad pacientu var nogādāt veselības aprūpes iestādē, kur tie tiks izņemti pacienta novērtēšanai un pēcprūpei.

Lietošanas Indikācijas:

Halo produkti ir paredzēti, lai palīdzētu ārstēt krūšu kurvja brūces, izmantojot standarta pārsiešanas metodes, kas palīdz civilajiem vai ārkārtas palīdzības sniedzējiem. Paredzēts brūču segšanai un aizsardzībai. Neizmantojiet pārsēju kā šuvju un citu primāro brūču aizvēršanas metožu aizstājēju. Halo produkti ir vienreiz lietojami izstrādājumi. Mēģinājumi atkārtoti izmantot Halo produktus var izraisīt piesārņojumu un infekciju sekundārajam pacientam. Nav noteiktas norādes par lietošanu, drošību, risku vai efektivitāti pēcoperācijas lietojumiem.

Brīdinājumi:

Pārliecinieties, vai Halo pilnībā noslēdz brūces perimetru, lai novērstu gaisa, šķidrumu un gružu iekļūšanu. Personas, kurām ir krūšu kurvja traumas, nekavējoties jānogādā uz veselības aprūpes vai traumatisma iestādi, lai Klīnicists veiktu pēcprūpi un ārstēšanu. Neaizsedziet ventilācijas atveri vai vārstu ar tādiem priekšmetiem kā segas, siksnas vai ķermeņa novietojums.

Pielietojums:

Tīra un sausa brūce.

Noņemiet no atdalāmā apvalka. Nenovietojiet uz sekundārās virsmas pirms uzklāšanas, lai novērstu piesārņojumu.

Ar gēla pusi uz leju, novietojiet virs brūces centra.

Izmantojiet vieglu spiedienu – uzklāšanas laikā nestiepiet.

Izmantojiet papildu Halo Seals, ja ir citas brūces.



Pieteikuma video

Nogādājiet pacientu uz neatliekamās palīdzības nodaļu pēcārstniecības un novērtēšanas veikšanai

Pēc lietošanas izmetiet saskaņā ar vietējām medicīnas ierīču atkritumu vadlīnijām.

Kontaktinformācija:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Lūdzu, sazinieties ar ražotāju un regulatīvajām iestādēm vai ziņojiet par visiem nopietniem starpgadījumiem saistībā ar šo produktu.

NB#
2862

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 69. 54
Fax: +(32) 2. 732. 69. 03

MAW - 0563 Latvian Rev. 01



CLEAN AND DRY WOUND



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING, REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to Emergency Care Facility for Evaluation and Post Treatment

