



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D

Ann Arbor, MI 48108

(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C

-30°F



Designated Temperature

60°C

140°F



Not Sterilized




Do Not Use if Package is Damaged or



Not Manufactured with Natural



Instructions Available



Translation Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

Prekės Aprašymas:

„Halo Vents“ yra medicinos prietaisai, sudaryti iš lipniojo hidrogelio sluoksnio ir lipnaus, (ne latekso) pagrindo sluoksnio. Halo Produktuose nėra jokių vaistinių medžiagų ir jie nėra pagaminti iš gyvūninės ar žmogaus kilmės produktų. Jis nepralaidus skysčiams ir sandarina žaizdą. „Halo“ gaminiai skirti naudoti tol, kol pacientas gali būti nugabentas į sveikatos priežiūros įstaigą, kur jie bus pašalinti, kad būtų atliktas paciento įvertinimas ir priežiūra.

Naudojimo Indikacijos:

„Halo“ produktai yra skirti padėti gydyti krūtinės ląštos žaizdas, naudojant standartinius tvarsčių tepimo būdus, kurie padeda civiliams arba skubios pagalbos teikėjams. Sukurta uždengti ir apsaugoti žaizdas. Nenaudokite tvarsčio kaip siūlų ir kitų pirminių žaizdų uždarymo būdų pakaitalo. „Halo Products“ yra vienkartinis produktas. Bandymai pakartotinai naudoti „Halo“ gaminius gali užkrėsti ir užkrėsti antrinį pacientą. Nenustatyta jokių naudojimo, saugumo, rizikos ar veiksmingumo požymių, skirtų pooperaciniam naudojimui.

Įspėjimai:

Įsitikinkite, kad Halo visiškai užsandarina žaizdos perimetrą, kad nepatektų oro, skysčių ir šiuokščių. Asmenys, patyrę krūtinės ląštos sužalojimus, turi būti nedelsiant vežami į sveikatos priežiūros įstaigą ar traumos įstaigą, kad gydytojas įvertintų po priežiūros ir gydymo. Neuzblokuokite ventilacijos angos ar vožtuvo tokiais daiktais kaip antklodės, dirželiai ar kūno padėtis.

Taikymas:

Švari ir sausa žaizda.

Nuimkite nuo atlaisvinamojo pamušalo. Prieš naudojimą nedėkite ant antrinio paviršiaus, kad išvengtumėte užteršimo.

Gelio puse žemyn, uždėkite ant žaizdos centro.

Naudokite lengvą spaudimą – tepdami neištempkite.

Jei yra kitų žaizdų, naudokite papildomus Halo Seals.



Programos vaizdo įrašas

Nuvežkite pacientą į skubios pagalbos įstaigą po gydymo ir įvertinimo

Po naudojimo išmeskite pagal vietines medicinos prietaisų atliekų gaires.

Kontaktinė informacija:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.

Susisiekiite arba praneškite apie visus rimtus incidentus, susijusius su šiuo gaminiu, gamintojui ir reguliavimo institucijoms.

NB#
2862



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND DRY WOUND



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING, REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to Emergency Care Facility for Evaluation and Post Treatment

